

# PEARL

## Presse-Information

### **[newgen medicals Akku-Hand-Massagegerät mit 4 Aufsätzen & 6 Stufen, 8,4 Watt](#)**

**Der private Masseur: Jederzeit kann man seinen Muskeln eine Massage gönnen**

- Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar
- 4 Massageköpfe für unterschiedliche Muskelpartien
- Massiert großflächig und punktuell
- Auch zur Massage der Akupunkturpunkte geeignet
- Sicherheits-Stopp-Funktion bei zu festem Druck
- Integrierter Akku für bis zu 5 Stunden Laufzeit

Wohltuend für den ganzen Körper: Den einen oder anderen Massage-Termin beim Profi kann man sich sparen, denn mit dem [Hand-Massagegerät](#) von [newgen medicals](#) mit 4 Wechsel-Köpfen und 6 Intensitäts-Stufen massiert man seine Muskulatur ganz nach Bedarf!

Beste Massage für jeden Körpermuskel: Mit dem Kugelaufsatz kann man sich großflächig zum Beispiel an Beinen, Rücken und Gesäß massieren. Oder mit dem pilzförmigen Aufsatz die inneren und äußeren Muskeln an Bauch, Brust und Armen. Der konische Aufsatz ist ideal zur punktuellen Massage an Fußsohlen und Handflächen geeignet. Und mit dem U-förmigen Aufsatz stimuliert man ganz einfach die Akupunkturpunkte am Körper!

Sichere Anwendung: Bei zu festem Druck beendet der private Masseur seine Arbeit automatisch. So kann er effektiv dabei helfen, Muskelverletzungen vorzubeugen.

Ideal für unterwegs und auf Reisen: Dank integriertem Akku genießt man bis zu 5 Stunden Massage - auch fernab von einer Steckdose.

- **Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar**
- 4 Massageköpfe zur individuellen Massage unterschiedlicher Muskelpartien
- **Kugelaufsatz** zur großflächigen Massage z.B. an Beinen, Rücken und Gesäß
- **Pilzförmiger Aufsatz** zur Massage innerer und äußerer Muskeln z.B. an Bauch, Brust und Armen
- **Konischer Aufsatz** zur punktuellen Massage an z.B. Fußsohlen und Handflächen
- **U-förmiger Aufsatz** zur Massage der Akupunkturpunkte
- Automatische Abschaltung per Timer nach 15-minütiger Massage
- **Sicherheits-Stopp-Funktion bei zu festem Druck**
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit (abhängig von der Intensitätstufe), lädt per Netzteil
- Leistung in Watt: 8,4 W
- Maße: 22 x 16,8 x 6,6 cm, Gewicht: 1.020 g
- Massagegerät inklusive 4 Aufsätzen, Netzteil und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107369213

**Preis: 49,65 EUR**

Bestell-Nr. NX-4837-625

**Produktlink:** <https://www.pearl.de/a-NX4837-4010.shtml>

# Presse-Information

## Bilderlinks\*:

[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_01\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_01_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_02\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_02_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_03\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_03_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_04\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_04_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_05\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_05_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_06\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_06_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_07\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_07_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_08\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_08_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)  
[https://www.pearl.de/Presse/NX-4837\\_09\\_newgen\\_medicals\\_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg](https://www.pearl.de/Presse/NX-4837_09_newgen_medicals_Akku-Hand-Massagegeraet.jpg)

\* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / [www.pearl.de](http://www.pearl.de).\*

\*\*Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.

**Unsere Pressemitteilungen** finden Sie hier: <https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/>

**PEARL-Logo zum Download:** [https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH\\_Logo.zip](https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip)

**Bezugsquelle:** PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, <https://www.pearl.de>